




Alla rör ska, omedelbart efter att de fyllts, vändas 10 gånger!		
		Innehåll och proppfärg
1.		Blododlingsflaskor 1. Grön kork, aerob flaska 2. Orange kork, anaerob flaska 3. Gul kork, aerob flaska (barn)
2.		Natrium-Citrat rör Ljusblå/Svart
3.		Rör utan tillsats Röd/Svart
4.		Gelrör (serumanalys) Guldgul
5.		Natrium-Heparin rör Mörkblå/Svart
6.		Litium-Heparin rör Grön
7.		EDTA rör Lila/Svart
8.		Natrium-Fluorid/Kalium-Oxalat rör Grå/Svart
9.		Natrium-Citrat rör (för B-SR) Svart
10.		FC-rör med citronsyra buffert Rosa/Svart

För ytterligare information se Varuförsörjningens webbsida <http://sok.varor.lul.se> "Sök artiklar"